

AD-lonkkatyyny

Lonkka- ja yleistyynyssä yhdistyvät hygieenisuus, tukevuus ja antidecubitus-ominaisuudet

Duqem-lonkkatyyny on tarkoitettu tukemaan lonkan ja reiden yläosan asentoa lonkkaleikkauksen jälkeen.

Lonkkatyynyssä on kaksiosainen rakenne; alaosa on tukevaa korkeakimmoista vaahtomuovia ja yläosa nopeasti kehon lämpöön ja painoon reagoivaa viskoelastista vaahtomuovia.

Pehmeän materiaalin vuoksi tyyny myötäilee istuttaessa jalkaa ja näin reiden yläosalle muodostuu oikea ja loiva kulma. Yleistyynyä voidaan käyttää istuintyynyn tapaan.

Liukumattoman pintakankaan vuoksi tyyny pysyy hyvin paikallaan istuimessa. Eritteitä läpäisemätön ja hengittävä hygieniapäällinen on irrotettavissa pesua varten.

Kotimaista laatua yhdistettynä potilasturvallisuuteen.



Duqem®

Erityisominaisuudet

- 1/4 osaa viskoelastinen vaahtomuovi, joka antaa hyvät antidecubitus-ominaisuudet.
- Nopeasti reagoivan materiaalin ansiosta reiden yläosan kulma on istuttaessa loiva
- Eritteitä läpäisemätön, hiostamaton ja hengittävä kangas
- Reagoi kehon lämpöön ja painoon
- Helpottaa hoitoalueen verenkiertoa
- Sopii koti- ja laituskäyttöön

Päällinen

Duqem-hygieniapäällinen on valmistettu ihoystävällisestä kankaasta, jossa on antibakteerisia ainesosia. Vetoketjua peittää tippasuoja.

Hoito-ohjeet

- Pintapyyhintä tarvittaessa neutraaleilla tai antiseptisilla puhdistusaineilla
- Päällinen irrotetaan pesua varten
- Päällinen kestää hyvin konepesua (max 75 °C)
- Ei linkousta, riippukuivatus
- Eritetahradesinfektio
 - Klooriliuos 500-2000 ppm (max 5000 ppm)
 - Etanolipohjaiset desinfektioaineet
 - Kvaternääriset ammoniumyhdisteet (2%)
 - Lämpödesinfektio max 85 °C
- Duqem-istuintyynyn kanssa käytettävä aina hygieniapäällistä
- Tyynyn sisustaa ei suositella pestäväksi

Standardikoko

Leveys cm	Pituus cm	Paksuus cm
45	45	10

Paloturvallisuus

SFS-EN 1021:2006, SL 1

Standardit

