

EX-hygieniapatja



Profiloitu EX-hygieniapatja vaativaan käyttöön

Patjalla on pintapehmenys-ominaisuus. Patjan alaosa on tukevaa korkeakimmoista vaahtomuovia. Pehmeämpi yläosa tukee ja myötäilee pehmeästi vartaloa. Patja kuuluu matalan riskin patjoihin.

Duqem-patja täyttää EU:n vaatimat tiukat turvallisuus-, terveys- ja ympäristökriteerit.

Neljään suuntaan joustava Duqem Silvosan -hygieniapäällinen tukee patjan ominaisuuksia. Päällisen voi valita myös pelastuslakana-ominaisuudella.

Kotimaista laatua yhdistettynä potilasturvallisuuteen.



Erityisominaisuudet

- Materiaalit
 - pintapehmeää vaahtomuovia 6 cm
 - tukevaa vaahtomuovia 6 cm
- Käytössä erittäin kestävä ja pitkäikäinen
- Myötäilee vartaloa ja lievittää kipua

Päällisvaihtoehdot

Integroidulla pelastuslakanalla

- Silvosan-hygieniapäällinen
- Molemmissa päissä pitkät vetokahvat
- Säilytuspussi vetokahvoille takertumisen estämiseksi
- Sivulla on kahdet tarralliset kiinnityshihnat
- Vetoketju kahdella sivulla helpottaa päällisen vaihtamista

Normaalilla päällisellä

- Silvosan-hygieniapäällinen
- Vetoketju kahdella sivulla helpottaa päällisen vaihtamista

Standardikoot

Leveys cm	Pituus cm	Paksuus cm
75	200	12
80	200	12
90	200	12

Valmistamme myös muita kokoja.

Rakennekuva



Silvosan-hygieniapäällinen

- Neljään suuntaan joustava kangas
- Silvosan perustuu hopeaioneihin, jotka ovat luonnollisia antimikrobeja bakteereita ja viruksia vastaan (mm. E. Coli, Clostridium Difficile, MRSA, ESBL, VRE)
- Luontoystävällinen ja myrkytön
- Hengittävä
- Materiaali säilyttää antibakteerisen ominaisuutensa usean pesun jälkeenkin

Hoito-ohjeet

- Konepesu max. 95°C
- Tarvittaessa voidaan pyyhkiä klooriliuoksella (500- 2000 ppm) tai alkoholijohdannaisilla pesuaineilla
- Patjan sisustaa ei suositella pestäväksi

Paloturvallisuus

SFS-EN 1021:2006, SL 1



Pelastuslakanan vetokahvat auki toimintavalmiina.



Pelastuslakanan vetokahvat pussin sisällä.

