

AD-painehaavatyyny

Suomen eniten käytetty painehaavatyyny

Kehon lämpöön ja painoon reagoiva viskoelastinen tyynty, jolla on erinomaiset antidecubitus-ominaisuudet. Se on suunniteltu tukemaan ja ehkäisemään kipuja ja painehaavoja.

Joustava materiaali mahdollistaa tyyntyn muotoilun eri käyttötarkoituksiin sopivaksi. Tyyntyä käytetään asentohoidossa, esimerkiksi tukemaan kylkiasentoa tai jalkojen välissä. Pyörätuolissa tyyntyllä voidaan tukea terveellistä istuma-asentoa. Tyyntyä voi käyttää taitettuna istuintyyntynä.



Erityisominaisuudet:

- Liukumattoman pinnan ansiosta tyynty pysyy hyvin paikoillaan
- Monikäyttöinen, voi taitella ja rullata
- Reagoi kehon lämpöön ja painoon
- Helpottaa hoitoalueen verenkiertoa

Leveys cm	Pituus cm	Paksuus cm
35	65	3
45	75	3

AD-päätyyny

Viskoelastinen erikoispehmeä tyynty, joka on suunniteltu ehkäisemään painehaavojen syntymistä takaraivoon tai korvalehtiin. Tyyntyä voi käyttää muuallakin, esim. pyörätuolissa lantion ja sivulaidan välissä, mikä tukee hyvää istuma-asentoa.

Leveys cm	Pituus cm	Paksuus cm
25	40	6

Silvosan-hygieniapäällinen:

- Ainutlaatuinen antibakteerinen käsittely
- Konepestävä ja hengittävä
- Kosteutta ja eritteitä läpäisemätön ja hiostamaton
- Vetoketju tippalukolla
- Kuumasaumatut reunat
- Neljään suuntaan joustava kangas
- Luontoystävällinen ja myrkytön
- Silvosan perustuu hopeaioneihin, jotka ovat luonnollisia antimikrobeja bakteereita ja viruksia vastaan (mm. E. Coli, Clostridium Difficile, MRSA, ESBL, VRE)
- Materiaali säilyttää antibakteerisen ominaisuutensa usean pesun jälkeenkin

Päällisen hoito-ohjeet:

- Lämpödesinfektio max. 85 °C
- Konepesu max. 75 °C
- Lyhyt linkous
- Rumpukuivaus max. 75 °C
- Tarvittaessa voi pyyhkiä klooriliuoksella (500 – 2000 ppm) tai alkoholijohdannaisilla pesuaineilla
- Etanolipohjaiset desinfektioaineet
- Kvaternääriset ammoniumyhdisteet (2 %)

Paloturvallisuus:

SFS-EN 1021:2006, SL 1

Valmistaja: Suomen Terveysmaailma Oy

