

AD-selkä- ja jalkatukityyny

Tukevat turvallisesti ja mukavasti

AD-selkätukityyny on tarkoitettu tukemaan kylkimakuuasentoa. Tyynyä käytetään usein myös selinmakuulla lantion ja reisien alla, mikä parantaa lonkkien terveellistä asentoa ja rentouttaa alaraajojen voimakasta spastisiteettia.

AD-jalkatukityyny tukee jalan kohoasentoa. AD-jalkatukityyny stabiloi alaraajaturvotusta ja ennaltaehkäisee painehaavojen syntyä mm. kantapäissä.



Tyynyn ylin kerros on nopeasti kehon lämpöön ja painoon reagoivaa viskoelastista vaahtomuovia.

Eritteitä läpäisemätön ja hengittävä hygieniapäällinen on irrotettavissa pesua varten.

Kotimaista laatua yhdistettynä potilasturvallisuuteen.

Erityisominaisuudet:

- Pehmeä viskoelastinen materiaali antaa hyvät anti-decubitus-ominaisuudet
- Liukumattoman pinnan avulla pysyy hyvin paikoillaan
- Eritteitä läpäisemätön, hiostamaton ja hengittävä kangas
- Reagoi kehon lämpöön ja painoon
- Sopii koti- ja laituskäyttöön

Sion-päällinen:

Sion-hygieniapäällinen on valmistettu ihoystävällisestä kankaasta, jossa on antibakteerisia ainesosia. Vetoketjua peittää tippasuoja.

Tyynyn koot:

	Leveys cm	Pituus cm	Paksuus cm
AD-selkätukityyny	70	40	24
AD-jalkatukityyny	70	40	30

Paloturvallisuus:

SFS-EN 1021:2006, SL 1

Valmistaja: Suomen Terveysmaailma Oy

AD-selkätukityynyn käyttö:



Liukumattoman pinnan ja 15 cm leveän liepeen avulla tyyny pysyy hyvin paikoillaan. Selälleen kierähtäminen ei ole mahdollista.

Hoito-ohjeet:

- Pintapyyhintä tarvittaessa neutraaleilla tai antiseptisilla puhdistusaineilla
- Päällinen irrotetaan pesua varten
- Päällinen kestää hyvin konepesua (max. 75 °C)
- Ei linkousta, riippukuivatus
- Eritetahradesinfektio
 - Klooriliuos 500 – 2000 ppm (max. 5000 ppm)
 - Etanolipohjaiset desinfektioaineet
 - Kvaternääriset ammoniumyhdisteet (2 %)
 - Lämpödesinfektio max. 85 °C
- Tyynyn kanssa käytettävä aina hygieniapäällistä
- Tyynyn sisustaa ei suositella pestäväksi

