

ActivPlus reunatuettu patja

Lisää omatoimisuutta

ActivPlus-patja on suunniteltu tukemaan käyttäjän toimintakykyä, mikä vähentää avustamisen tarvetta.

Reunatuettua ansiosta patjan reunalla on tukeva istua ja nousta seisomaan.



ActivPlus-patjassa on erityinen reunatuki, joka tukee istumista patjan reunalla. Jämäkkä tuki helpottaa seisomaan nousua mahdollisimman omatoimisesti. ActivPlus lisää turvallisuutta.

Patjan sisäosa on pehmeää viskoelastista materiaalia, joka muotoutuu optimaalisesti käyttäjän painon mukaan tukien hyvin eri nukkuma-asentoja.

Ruudukkomaisen profiloinnin ansiosta patja on ilmavampi eikä hiostuta. Ruudukossa on huomioitu kehon rakenne ja paino. Patjan alaosa ja reunatuki ovat korkealuokkaista kimmovahtoa, mikä antaa patjalle tukevan rakenteen.

Patja soveltuu käyttäjille, joilla on keskiriski saada painehaavoja.

Kotimainen laatutyö varmistaa patjalle pitkän käyttöiän.

Erityisominaisuudet

- Pintamateriaali profiloitua viskoelastista vaahtomuovia (6 cm)
- Patjan reunoissa kimmovaahdosta valmistetut reunatuet (6 cm)
- Reunatuki helpottaa käyttäjän nousemista patjalta
- Patjan alaosa tukevaa kimmovahtoa
- Tukee käyttäjän omatoimisuutta ja aktiivista hoitotyötä
- Käyttäjän max. paino 180 kg
- Suunniteltu tukemaan kinesteettistä toimintamallia

ActivPlus-patja



Rakenne:

6 cm profiloitua viskoelastista vaahtomuovia
6 cm + reunat tukevaa vaahtomuovia

Silvosan-hygieniapäällinen

- Antibakteerinen
- Hengittävä ja joustava
- Kosteutta läpäisemätön ja hiostamaton
- pelastuslakana, jossa molemmissa päässä pitkät vetokahvat sekä sivuilla kahdet tarralliset kiinnityshihnat
- Vetoketju kahdella sivulla
- Neljään suuntaan joustava kangas mukailee muotoutuvaa patjaa
- Silvosan perustuu hopeaioneihin, jotka ovat luonnollisia antimikrobeja bakteereita ja viruksia vastaa (mm. E. Coli, Clostridium Difficile, MRSA, ESBL, VRE)
- Materiaali säilyttää antibakteerisen ominaisuutensa usean pesun jälkeenkin
- Luontoystävällinen ja myrkytön

Kysy myös muita päällisvaihtoehtoja

Hoito- ja käyttöohje

- Päällisen pintapyyhintä yleispuhdistusaineella ja aika ajoin puhtaalla vedellä.
- Tarvittaessa voidaan pyyhkiä klooriliuoksella (500 – 2000 ppm) tai alkoholijohdannaisilla pesuaineilla.
- Pesukonepesu max. 95 °C ja riippukuivatus.
- Patjan sisustaa ei suositella pestäväksi.
- Patja tulee kääntää kuukausittain ympäri pituussuunnassa.
- Patja tulee nostaa ajoittain kyljelleen vetoketju ylöspäin ja avata vetoketju tuulettumista varten.
- Runsaasti kastelevan tai erittävän käyttäjän alla tulee käyttää vuodesuojaa ja patja tulee tuulettaa useammin kuivumista varten.
- Huolehdi, että ilma pääsee kiertämään patjan pohjan kautta. Sängyssä on suositeltava olla esim. säle- tai verkkopohja.
- Neste, kosteus ja eritetahrat tulee poistaa välittömästi.

Valmistaja: Suomen Terveysmaailma Oy

Standardikoot:

Leveys cm	Pituus cm	Paksuus cm
80	200	12
90	200	12

Valmistamme myös muita kokoja.

Paloturvallisuus:

SFS-EN 1021:2006, SL 1

Pelastuslakanan vetokahvat pussin sisällä.



Pelastuslakanan vetokahvat auki toimintavalmiina.



Tuote on merkitty laiteresteriin.