

Verteo Seisomanostin – myös pitkille käyttäjille

Verteo on suunniteltu potilaille, joilla on vaikeuksia nousta itse ylös istuma-asennosta. Seisomanostin vaatii potilaalta jonkin verran jalkavoimaa.

Nostimen avulla potilas voidaan siirtää esim. pyörätuoliin tai w-istuimelle. Käyttäjä nostetaan asteittain tai kokonaan pystyasentoon, ylävartalo tuettuna, molemmat jalat tukevalla alustalla ja sääret tyynyjä vasten. Verteo nostaa myös pitkän ihmisen pystyyn.

Verteo-nostinta voidaan käyttää sairaaloissa, hoitokodeissa ja kotiloissa.



Säärituki
säädettyvä;
tukee potilaan
jalvoja sääriluun
alueella.



**Tukeva nostoliinan
kiinnitys**
nostovarressa on
4 tappia helppoa
kiinnitystä varten.



**Vakaa
jalkatuki**
ja jalka-
remmit



Sähköinen
jalustan levitys



230 kg max.
nostokyky



Polvituki
tukee potilasta ja hänen
jalvojaan nostettaessa
puoliseisovaan asentoon



Istuin kääntyy ylöspäin,
jotta potilas pysyy
tukevasti oikeassa
asennossa.



Lukittavat takapyörät
estävät tahattoman
liikkeen esim. potilaan
istuesssa.



Poljin säätelee jalasten leveyttä
helposti, mikä yhdessä matalan
pohjan kanssa mahdollistaa
pyörätuoleihin ja sänkyihin
pääsyn vaivattomasti.



VertiHelp Siirtolaite on kuin kääntölevy ja seisomanostin yhdessä

VertiHelp on kompakti siirtolaite, joka on ihanteellinen ihmisille, joilla on vaikeuksia kävellä, mutta jotka voivat istua ja seistä tuettuna.

Sen avulla voidaan siirtää potilas istuma-asennosta toiseen. VertiHelp vaatii käyttäjältä hieman käsi- ja jalkavoimaa.

Pieni kääntösäde tekee siitä ihanteellisen myös pienempiin tiloihin. Sähköviritteettömänä laitteena yksinkertaistaa päivittäisiä siirtoja.

Käytetään päivittäisessä potilaiden hoidossa hoitokodeissa, sairaaloissa ja kotona.





















Mekaaninen jalustan
jalkojen levitys



180 kg max.
nostokyky

Tärkeimpien teknisten tietojen vertailu

Tekniset tiedot:	Verteo	VertiHelp
 Jalustan jalkojen levitys:	sähköinen	mekaaninen
 Max. kuorma [kg]:	230	180
 Pituus [cm]:	108	128
 Leveys [cm]:	75	62
 Korkeus [cm]:	113	101,5
 Nostoalue [cm]:	78 – 174	-
 Säärituki (asennettu alaspäin) korkeus (min./max.) [cm]:	39 / 52	-
 Säärituki (asennettu ylöspäin) korkeus (min./max.) [cm]:	53 / 66	-
 Polvituen korkeus [cm]:	-	64
 Min. jalustan leveys (sis/ulko) [cm]:	51 / 66	49,3 / 61,1
 Max. jalustan leveys (sis/ulko) [cm]:	101 / 115	91,8 / 103,6
 Jalkojen korkeus [cm]:	11,5	8,4
 Pyörien halkaisija (ilman lukkoa / lukon kanssa) [cm]:	10 / 12,5	7,5 / 10
 Paino [kg]:	60	35,5
 Akun kapasiteetti [Ah]:	2,9	-
 Min. kääntösäde [cm]:	62	~55
 Laturi (integroitu ohjauslaatikkoon) [V/Hz]:	100 – 240 / 50 / 60	-
 Käsisäätimen toiminnot	<ul style="list-style-type: none"> •ylös / alas •sähköinen jalustan levitys •akun varauksen taso •huoltotarpeen ilmoitusvalo •ylikuormituksen ilmoitusvalo 	-

Valmistaja: Meden-Inmed Sp. z o.o.



Tuote on merkitty laiterekisteriin.