



## NovaCare ASX6

NovaCare-serie madrasser med varierande tryck uppfyller alla kvalitetskriterier i alla trycksårklasser och riskgrupper. Madrassens varierande tryck och mjukhet kan anpassas vid användarens individuella behov för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att förebygga trycksår, läkning och smärtstillande.

### NOVACARE ASX6

- Luftmadrassen med variabel tryck placeras direkt i sängen.
- Leverans inkluderar luftpump, madrass och bärväska.
- För patienter med mycket hög risk (grad 4).
- Användarvikt 40-200 kg.

### MADRASS

- 18 mycket hållbara tvärgående polyuretanbeläggningar nylon cell.
- Tre statiska celler i huvudände.
- Alla celler kan bytas ut individuellt.
- Elastisk yttre, ogenomtränglig och andas.
- Torka av med en fuktig handduk och tvättmedel.
- Desinfektion med alkoholbaserat desinfektionsmedel.
- Tvätt max. 70 ° C
- Extern madrass CPR-snabbtömningsfunktion.
- Inkluderar en 3,5 cm integrerad madrass.

- Icke-böjbara luftslingor.
- Överför handtag.

### LUFTPUMP

- Tyst och energieffektivt.
- Lufttryckets variation område är 12 minuter eller madrass kan användas statiskt (ingen variation).
- Härdningsfunktion för behandling.
- Ljus och ljudlarm för lågt tryck och strömavbrottet.
- Lättanvänd digital kontrollpanel med ikoner.
- Automatisk låsfunktion.

### MADRASS SPECIFIKATIONER

Storlek:	80 x 200 x 18 cm eller 90 x 200 x 18 cm
Vikt:	7,2 kg
Användarens vikt:	40-200 kg
Antal dubbla celler:	18 st
Garanti:	2 år

### LUFTPUMP TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Storlek:	30 x 18 x 12 cm
Vikt:	2,7 kg
Spänning:	220-240 V
Garanti:	2 år

-  MYCKET HÖG RISK MADRASS
-  TRYCKSÅR KLASS 1-4 (EPUAP)

