

Kine-rulla Liikkumista ja toimintoja tukeva asentohoitorynny

Kine-rullalla voidaan tukea kehon hahmotusta, auttaa henkilö puolivatsamakuuasentoon, keventää raajojen kosketuspintaa alustaan tai tukea hyvää istuma-asentoa vuoteessa tai tuolissa. Liikuttamalla rullaa hieman muuttuu myös kehon painopiste.



- Uusi malli v. 2023
- Paksun rullan koko: 20 x 210 cm
- Ohuen rullan koko: 12 x 350 cm
- Ei nappeja, vetoketjua tai muutakaan, mikä voisi painaa kudoksia

Pesu ja puhdistus:

- Rullan konepesu 60 °C. Rullassa on antibakteerinen sininen hygieniapäällinen.
- Harmaan puuvillapäällisen konepesu erillään 95 °C.

Valmistaja Ekamed GmbH, Saksa

Harmaa puuvillapäällinen saatavilla myös erikseen, kuten myös valkoinen hotellipäällinen miellyttävän pehmeällä Jersey-kankaalla.



Paksu Kine-rulla tukemassa istuma-asentoa yhdessä papupallon kanssa



Paksu Kine-rulla tukemassa puolivatsamakuuasentoa

