


Fondo Ultramatala hoitosänky

Lattiatasoon laskeutuva hoitosänky on turvallinen käyttäjille, joilla on riski pudota sängystä.




**SELKÄOSAN
NOSTOKULMA**

0 – 70°



**JALKAOSAN
NOSTOKULMA**

0 – 90°



**KORKEUDEN-
SÄÄTÖ**

67 – 640 mm



**TRENDELENBURG-
KALLISTUS**



Fondon hyödyt

- Ultramatala asento estää putoamis-
onnettomuudet
- Ei rajoita käyttäjän itsemääräämisoikeutta eikä
liikkumista
- Nykyaikaista turvallisuutta
- Helppo asentaa ja kuljettaa
- Nojatuolimainen istuma-asento

Standardi: IEC 60601-2-52

Valmistaja: tecfor care GmbH

Tekniset ominaisuudet

- 4-osainen metallirunko, jossa patjanpidikkeet
- Kaikki metalliosat suojakäsittely (RAL 9023)
- Käsiohjaimen lukitus
- Sähköinen korkeussäätö 6,7 – 64 cm
- Manuaalinen polvikulman säätö
- Yksittäin lukittavat kaksoispyörät (4 x 75 mm)
- Varaparisto mahdollistaa sängyn laskemisen sähkökatkoksen aikana
- Maksimikuormitus 180 kg
- Suojaluokitus IPX4
- Sähköisesti säädettävä trendelenburg-/ antitrendelenburg-kallistus


Lisävarusteet

- Kohottautumisteline, maksimikuormitus 80 kg
- Taittavat laidat



Fondo laskeutuu lattiatasoon

Trendelenburg-kallistus



Nykyaikaisessa Fondossa on lisäksi samat säätö-ominaisuudet kuin muissakin hoitosängyissä.

